



ТРЕК-Э КОМПОЗИТ

Дилеры: ООО «АКМ-РИНГ» ИП Кудрявцев С.А.

123614, Россия, Москва, Крылатские холмы, 39-1-6

+7 (495) 211-2350 ;

+7 (926) 396-4785 ;

2112350@mail.ru; www.aspekt-k.ru



ОПОРА В ТРУДНУЮ МИНУТУ



Протрек-2ЦЗ

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации



Бедренный компонент (ножка) изготовлен из титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-91. Шероховатая структура поверхности достигается высокoэнергетической обработкой диоксидом кремния, что в сочетании с особой геометрией обеспечивает высокую первичную стабильность в кости пациента. Конус для посадки головки 12/14 («Евроконус»). Изготавливается в 14 типоразмерах.



Ацетабулярный компонент (чашка) изготовлен из титанового сплава ВТ1-0 ГОСТ 19807-91, на внешнюю поверхность нанесено трехслойное покрытие переменной пористости из титана ВТ1-0. Такое покрытие способствует скорейшей остеоинтеграции. Компоненты выпускаются диаметром от 44 до 64 мм с шагом 2 мм.



Вкладыш ацетабулярного компонента изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена по ИСО 5834-1:2005 и 5834-2:2011. Имеет эффективную толщину материала в зоне износа не менее 6 мм, что обеспечивает длительный срок службы пары трения. Выпускается в вариантах с антилюксационным козырьком под различные диаметры головки эндопротеза: 28, 32 мм.



Головка эндопротеза изготавливается из кобальт-хром-молибденового сплава по ИСО 5832-12:2007, либо из нержавеющей стали ГОСТ Р ИСО 5832-9:2010. Уникальная технология алмазного выглаживания обеспечивает отклонение от сферичности, равное радиальному смещению менее 8 мкм и высокую чистоту поверхности.



Протрек-1МЗ

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации



Бедренный компонент (ножка) изготовлен из нержавеющей стали по ГОСТ Р ИСО 5832-9-2010 или титанового сплава. Имеет клиновидную форму с выраженными углублениями по всей длине для фиксации в цементной мантии. Шеечно-диафизарный угол 135° . Конус для посадки головки 12/14 («Евроконус»). Изготавливается в 10 типоразмерах.



Ацетабулярный компонент (чашка) изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена по ИСО 5834-1:2005 и 5834-2:2011. Рентгеноконтрастные кольца позволяют контролировать положение компонента на рентгенограмме. Размерный ряд от 44 до 64 с шагом 2 мм.



Головка эндопротеза изготавливается из кобальт-хром-молибденового сплава по ИСО 5832-12:2007, либо из нержавеющей стали ГОСТ Р ИСО 5832-9-2010. Уникальная технология алмазной полировки обеспечивает отклонение от сферичности, равное радиальному смещению менее 8 мкм и высокую чистоту поверхности. Размерный ряд по осевому смещению S, M, L, XL, XXL и по диаметру 28, 32 мм.

Наборы хирургических инструментов

Эндопротезы тазобедренного сустава предназначены для восстановления опорно-двигательной функции в полном объеме и используются для замены травмированных или подвергшихся дегенеративно-дистрофическим изменениям тазобедренных суставов.

Практичный набор инструментов облегчает действия хирурга и обеспечивает высокую точность и эффективность операции.



Российское производство

Высокотехнологичное серийное производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла от изготовления заготовок до упаковки готового изделия находится в г. Москва. Благодаря отработанному технологическому процессу и непрерывному контролю обеспечивается качество выпускаемой продукции, соответствующее мировым стандартам.



Инновационные технологии



Ножи эндопротезов

Изготавливаемые из инновационной групповой заготовки, ножи эндопротезов обладают повышенными прочностными и точностными свойствами.



Ацетабулярные компоненты

Трехслойное покрытие ацетабулярного компонента, наносимое методом плазменного напыления в контролируемой газовой среде, обеспечивает высокую адгезионную прочность и эффективную остеоинтеграционную способность имплантата.



Модульные головки

В технологии изготовления модульных головок используется оборудование, позволяющее достигать высоких параметров точности формы и чистоты поверхности, соответствующих стандартам качества ISO и превышающих их.





ТРЕК-Э КОМПОЗИТ

Наименование поставляемого товара	Кол-во, шт.
Эндопротезы тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008 цементной фиксации, в составе:	1
Бедренный компонент, титановый сплав	
Вертлужная впадина (чашка)	
Головка эндопротеза 28 мм, кобальт-хромовый сплав	
Головка эндопротеза 28 мм, сталь	
Головка эндопротеза 32 мм, кобальт-хромовый сплав	
Головка эндопротеза 32 мм, сталь	
Наименование поставляемого товара	Кол-во, шт.
Эндопротезы тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008 бесцементной фиксации, в составе:	1
Бедренный компонент, титановый сплав	
Вертлужная впадина (чашка)	
Вкладыш ацетабулярного компонента	
Головка эндопротеза 28 мм, кобальт-хромовый сплав	
Головка эндопротеза 32 мм, кобальт-хромовый сплав	
Наименование поставляемого товара	Кол-во, шт.
Комплект инструмента для установки цементного эндопротеза 1МЗ	1
Комплект инструмента для установки бесцементного эндопротеза 2ЦЗ	1

Дилеры: ООО «АКМ-РИНГ» ИП Кудрявцев С.А.

123614, Россия, Москва, Крылатские холмы, 39-1-6

+7 (495) 211-2350 ;

+7 (926) 396-4785 ;

2112350@mail.ru; www.aspekt-k.ru